

Guante de Vinilo

CARACTERISTICAS

Resistente a la rotura por estiramiento.

Los guantes de vinilo se utilizan para tareas de corta duración, con mínimo riesgo de exposición a sangre o cualquier otro tipo de fluido o riesgo biológico. Ofrecen mayor permeabilidad y menos resistencia que el látex y el nitrilo y tienen menor adaptabilidad a la mano.

- No contiene látex, ni productos derivados de la vulcanización del caucho.
- No produce irritación al contacto con la piel.
- Superficie interna lisa.
- Ambidiestro.
- Alta sensibilidad al tacto.
- Se usan en procedimientos o tareas cortas no asépticas en que se requiera mayor resistencia a ácidos, grasas y alcoholes.
- 4,5 grs. grado médico



	EXCELENTE	BUENO	BAJO
MOTRICIDAD FINA		●	
TRABAJO PESADO	●		
AGARRE EN ACEITE		●	
SUMERGIBLE EN AGUA			●

INDUSTRIAS



INDUSTRIAL



ALIMENTICIA

ASEO
INDUSTRIAL

MEDICA



2 3 301 0439
 info@chileguantes.cl

Hoevel # 5440, Quinta Normal, RM
 www.chileguantes.cl

Guante de Vinilo

Certificaciones: FDA, CE, ISO 9001, ISO 13843, CESMEC 19737

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Material	Pasts de PVC, Plastificantes y Otros aditivos.
Color	Blanco semi traslúcido.
Tamaños	S (6-7), M (7-8), L (B-9), XL (9-10)
Presentación	10Cl unidades por estuche / 1Cl estuches por caja.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Indicaciones	Protección personal, uso médico e industrial.				
Instrucciones de Uso	1. Verificar la integridad del producto antes de su utilización. 2. No reutilizar. 3. Usar con manos secas y limpias. 4. Evite el contacto con los guantes evitando tocar la parte exterior. 5. Después de su uso, lavar e hidratar las manos adecuadamente.				
Latex	NO	Polvo	NO	Estéril	NO
Propiedades		Fuerza de Tensión (Mpa)	Extensión de Ruptura (sá)		
	Sin Envejecer	10	≥300		
	Envejecido	9	z290		
	Condiciones del envejecimiento		(70a2)°Cx(19ótt)h		
		Contenido de Polvo (mg/dm2)			Proteína
	AOL	C/Polvo	S/Polvo	(ug/dm2)	
	a.o	<10	<2	x50	
Vigencia	3 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.				
Almacenaje	Mantener en lugar seco, T° 1D-3Ci°C, No exponer a Luz LIV directa por tiempos prolongados y agentes oxidantes.				

TABLA DE MEDIDAS	Peso (g/pcs)	Largo (mm)	Grosor (mm)			
			Ancho de Palma (mm)	Punta de Dedos	PI9IITIB	Puños
4.M0.Z		ZZ5*Z	B7z2	0.D6-úD.D2	0.06z0.02	0.07z0.0Z
4.5z0.3		24Eú-5	97z2	0.DBz0.D2	0.06z0.02	0.07z0.02
5.DBO.3		24&5	1Cl7z2	0.D6z0.D2	0.06&.02	0.07z0.02
5.5z0.3		245z5	116z2	0.D6z0.D2	0.06z0.02	El.07zE].02



2 3 301 0439
info@chileguantes.cl

Hoevel # 5440, Quinta Normal, RM
www.chileguantes.cl